



SHORT CHANNEL™


RADIOFREQUENZA: questione di atomi

Il sistema di radiofrequenza genera un campo elettromagnetico che penetra nei tessuti con l'ausilio degli elettrodi di contatto.

L'energia viene generata a livello cellulare nell'epidermide, derma ed ipoderma fino a raggiungere le cellule muscolari.

L'alternanza del campo elettromagnetico, provoca l'aumento di temperatura in profondità dei tessuti. L'organismo, quando la temperatura sale, intensifica l'affluenza di sangue nella zona trattata per contrastare lo sbalzo termico.

L'azione della radiofrequenza, inoltre, risulta positiva per i tessuti trattati, grazie all'apporto di ossigeno, elementi nutritivi ed altri oligoelementi, eliminando le tossine e i radicali liberi.



I Nostri Numeri



8 elettrodi
per diverse
zone del corpo



2 manipoli
per viso e
corpo



10 trattamenti
inclusi

Alimentazione	90 - 240 V
Potenza assorbita	200 < VA
Corrente assorbita	1 < A
Frequenza di lavoro	420 kHz VISO - 405 kHz CORPO
Potenza nominale	50 W
Misure manipoli R.F.	15 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm
Misure piastra R.F.	12 mm x 20 mm
Peso.	8 kg
Dimensioni	L 400 x P 360 x H 550 mm
Display	Touch screen a colori 8" LCD

UNA PELLE GIOVANE, PER UN NUOVO VISO

La Radiofrequenza è un metodo efficace e veloce per ridurre l'invecchiamento della pelle, determinando un visibile effetto lifting.

LE FUNZIONI PRINCIPALI

- Miglioramento dell'effetto trofico e circolatorio.
- Rinnovamento cellulare.
- Riproduzione rapida delle cellule dei tessuti cutanei.
- Riduzione istantanea e duratura delle rughe e della lassità cutanea.
- Veicolazione di prodotti specifici per il trattamento delle pelli sensibili, impure e couperose.

UN CORPO PERFETTO, SENZA IMPURITÀ

Questo trattamento è ideale per chi vuole tonificare e rassodare alcune zone del corpo tra cui interno braccia, cosce, glutei e addome senza usare metodi chirurgici. Agendo in modo profondo, la Radiofrequenza Monopolare permette il riscaldamento dei tessuti più profondi del derma e del tessuto adiposo.

LE FUNZIONI PRINCIPALI

- Riduzione degli inestetismi della cellulite (buccia d'arancia).
- Aumento tonicità ed elasticità del tessuto cutaneo.
- Rin vigorimento e distensione della pelle.
- Veicolazione transdermica di prodotti specifici per il trattamento del corpo.

